



Spengler

MANUEL UTILISATEUR
USER'S MANUAL
MANUAL
دليل المستخدم



Magister II

Stéthoscope
Stethoscope
Fonendoscopio
سخاعة طبيب

CE

MANUEL UTILISATEUR **FR**

Merci d'avoir fait l'acquisition du stéthoscope MAGISTER II. En choisissant un instrument SPENGLER, vous choisissez l'expérience et l'excellence reconnue depuis 1907. MAGISTER II est le fruit de nombreuses années de recherches et de tests ayant pour but d'offrir aux professionnels de santé un instrument sans compromis entre précision, design et praticité. Ce matériel médical a été fabriqué conformément aux dispositions de la directive 93/42 CEE, relative aux dispositifs médicaux et est soumis à des contrôles qualifiés.

NOTICE D'UTILISATION

Merci de lire la notice avant utilisation et de la conserver pour vous y référer ultérieurement.


UTILISATION MÉDICALE PRÉVUE

Le stéthoscope MAGISTER II est un appareil professionnel (utilisable par des professionnels de santé formés à son utilisation) de diagnostic médical. Il est utilisé dans le cadre de l'ocultation du cœur, des poumons et d'autres bruits organiques ainsi que la prise de tension en méthode auscultatoire.

Avertissement : Cet appareil doit être utilisé conformément aux indications.

MODE D'EMPLOI

Mise en place et réglage de la lyre



La lyre est conçue pour s'adapter automatiquement à l'angle d'écoute de vos oreilles. Assurez-vous que les branches de la lyre soient bien dirigées vers l'avant, respectant ainsi la direction du canal auditif (fig. 1). La tension du ressort de la lyre peut être ajustée pour un port plus confortable et plus adaptée à votre morphologie. Pour augmenter la tension, saisir les branches de la lyre au niveau des embouts et les croiser (fig. 2). Pour réduire la tension, saisir les branches à la base de la lyre et les écarter graduellement jusqu'à extension complète (fig. 3).

Sélection du pavillon d'écoute pour le MAGISTER II DUAL

Grâce à l'innovation SPENGLER d'intégrer un indicateur de pavillon, vous pouvez ainsi voir quel côté du pavillon est sélectionné.

Utilisation de la membrane multi-fréquences.

Le stéthoscope MAGISTER II autorise plusieurs types d'auscultation. La membrane flottante multi fréquences permet d'écouter les sons de basses et hautes fréquences.

- Basses fréquences :

Exercer une très légère pression sur le pavillon. La membrane est maintenue par un anneau en PVC permettant la résonance des sons de basses fréquences.

- Hautes fréquences :

Exercer une pression ferme sur le pavillon. La membrane rentre en contact avec une bague interne permettant l'écoute des sons de hautes fréquences.

Pour alterner l'écoute des hautes et basses fréquences, modifier simplement la pression exercée sur le pavillon.

Utilisation du petit pavillon cloche (pour le Magister double pavillon)

Le petit pavillon cloche permet d'écouter les sons de basses fréquences.

MAINTENANCE

Remplacement des embouts et des membranes

• Embouts :

S'assurer régulièrement que les embouts sont bien vissés afin de préserver une bonne qualité acoustique. Pour les remplacer, dévissez-les et revissez des embouts neufs à la place.

• Membrane :

La membrane est maintenue par la bague anti-froid. Pour enlever la membrane, saisir la bague anti-froid entre le pouce et l'index et la tirer pour la détacher du bord du pavillon (fig. 4). Remplacer la membrane sur le pavillon, côté imprimé vers le haut, et faire coïncider le bord de la bague anti-froid avec la rainure du pavillon. A l'aide des pouces, fixer la bague anti-froid sur le pourtour du pavillon (fig. 5).

CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Le nettoyage régulier de votre stéthoscope et, en particulier des embouts auriculaires, vous assure une performance acoustique optimale.

- Ne pas stériliser.

- Nettoyer le stéthoscope avec un chiffon imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 70% ou d'eau légèrement savonneuse.

- Dévisser les embouts auriculaires avant de les nettoyer complètement par trempage puis les laisser sécher. S'assurer qu'il ne reste pas de saletés à l'intérieur.

- Garder le stéthoscope à l'abri de la chaleur et du froid, des huiles et des solvants.

- Éviter d'exposer le stéthoscope aux rayons du soleil.

GARANTIE

Les stéthoscopes MAGISTER II simple et double pavillon sont garantis contre les défauts de fabrication (matériaux et main-d'oeuvre) dans les conditions normales d'utilisation, à compter de la date d'acquisition (date de facture).

• Récepteur, ensemble de lyre : 5 ans.

• Embouts auriculaires, membrane et bagues anti-froid : 1 an.

La garantie n'est pas applicable en cas d'utilisation non conforme aux instructions. De mauvaise utilisation, de modifications ou réparations effectuées soi-même ou par un tiers non autorisé, de dommages accidentels et d'usure normale.

Pendant la période de garantie, toutes les pièces du stéthoscope, présentant un défaut de fabrication, seront remplacées et/ou réparées gratuitement après renvoi du matériel au service après vente Spengler.

En cas de suivi de garantie ou de réparation, nous vous prions de retourner le stéthoscope complet dans son emballage d'origine accompagné de la facture datée.

Récepteur	Simple pavillon	double pavillon
Matière	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Poids	84,5g	110,1g
Diamètre Grand coté	45,36mm	45,36mm
Diamètre petit coté	-	34,38mm
Membrane flottante		
Matière	Fibre de verre	Fibre de verre
Diamètre Grand coté	44mm	44mm
Diamètre petit coté	-	34,38mm
Bague anti froid		
Matière	Thermo-propylen rubber	Thermo-propylen rubber
Diamètre Grand coté	47,3mm	47,3mm
Diamètre petit coté	-	37,5mm
Lyres avec ressort et autres parties		
Longueur	60 cm	60 cm
Matière	aluminium	aluminium
Ressort	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Tubulure	PVC	PVC
Embouts auriculaires	Silicone	Silicone
Accessoires fournis	2 paires d'embouts auriculaires à vis souples assortis à la couleur du pavillon	
Garantie	5 ans (récepteur et lyre)	
	1 an tubulure, membrane et bague anti-froid	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Silver	507 250
Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Black	507 260
Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver	507 251
Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black	507 261

USER'S MANUAL **EN**

Thank you for choosing the Magister II stethoscope. Choosing Spengler's instrument is trusting the experience and recognized excellence since 1907. MAGISTER II is the resulting from many years of research and development aiming at providing the best quality, design and comfort to health professionals. This medical device is exclusively manufactured in accordance with the Directive 93/42 EEC, relating to medical devices and is subject to quality controls.

INSTRUCTIONS FOR USE

Please read carefully the user manual before using the product and keep it safe for further reference.

INTENDED MEDICAL USE

MAGISTER II is a professional equipment (can be used by trained health professionals) for medical diagnosis. It may be used for heart auscultation, lungs... as well as measuring the blood pressure.

Caution: This device must be used according to the instructions

INSTRUCTIONS FOR USE

Fitting and adjusting the binaural tubes

1 **2** **3**

The binaural tubes are designed to automatically adjust to your ears' listening angle. Ensure that the branches of the binaural tubes are pointing forwards, thus matching the direction of the auditory canal (fig. 1). The binaural tube spring can be adjusted for improved comfort and better adjustment to your morphology. To increase the spring tension, grasp the branches of the binaural tubes at the level of the earpieces and cross them over (fig. 2). To reduce the spring tension, grasp the branches at the base of the binaurals and gradually move them apart to complete extension (fig. 3).

Selecting chestpiece for MAGISTER II DUAL

Thanks to the innovative chest-piece indicator, you can see which side of the dual head is activated.

Using the multi-frequency floating diaphragm

The MAGISTER II stethoscope enables you to perform various types of auscultation. The multi-frequency floating diaphragm can be used to listen to both low and high frequency sounds without the need to flip the chestpiece.

• Low frequencies:

Apply very mild pressure to the chestpiece. The diaphragm is held in place by a PVC ring, enabling low-frequency sounds to resonate.

• High frequencies:

Apply firm pressure on the chestpiece. The diaphragm makes contact with an internal ring, thus allowing high-frequency sounds to be heard. To alternate between listening to high and low-frequency sounds, simply alter the pressure applied to the chestpiece.

Using the small bell chestpiece

The small bell chestpiece allows listening to low frequencies sounds.

MAINTENANCE

Earpiece and diaphragm replacement

• Earpieces:

Check regularly that the earpieces are screwed on tight in order to ensure good acoustic quality. To replace the earpieces, remove them and screw on new ones.

• Diaphragm:

The diaphragm is held in place by the chill ring. To remove the diaphragm, grip the chill ring between thumb and index finger and pull to remove it from the chestpiece (fig. 4). Replace the diaphragm on the chestpiece, printed side up, and align the edge of the chill ring with the chestpiece groove. Using your thumbs, attach the chill ring to the chestpiece circumference (fig. 5).

UPKEEP AND CLEANING RECOMMENDATIONS

Regular cleaning of your stethoscope and in particular of the earpieces, ensures optimum acoustic performance.

• Do not immerse the stethoscope in liquid.

• Do not sterilise.

• Clean the stethoscope with a cloth soaked in 70% isopropyl alcohol or moderately soapy water.

• Unscrew the earpieces before cleaning them thoroughly by soaking, then drying them. Ensure that no dirt remains inside.

• Keep the stethoscope away from excessive heat or cold, oils and solvents.

• Avoid exposing the stethoscope to direct sunlight.

GUARANTEE

The MAGISTER II stethoscope is guaranteed against manufacturing defects (parts and labour) under normal conditions of use, from the date of purchase (invoice date).

• Chestpiece, binaural tube assembly: 5 years

• Earpieces, diaphragm and chill rings: 1 year

The guarantee does not apply in the event of use non-compliant with instructions, improper use, modifications made by yourself or by an unauthorised third party, accidental damage and normal wear.

During the guarantee period, any stethoscope parts that present manufacturing defects shall be replaced and/or repaired free of charge, after returning the device to Spengler's after-sales service.

In the event of a guarantee claim or of repairs, please return the complete stethoscope in its original packaging, accompanied by the dated invoice.

Chest-piece	Single head	Dual Head
Material	Stainless steel	Stainless steel
Weight	84,5g	110,1g
Ø Diaphragm	45,36mm	45,36mm
Ø Bell	-	34,38mm
Floating membrane		
Material	Glass Fiber	Glass Fiber
Ø Diaphragm	44mm	44mm
Ø Bell	-	34,38mm
Non-chill ring		
Material	Thermo-propylen rubber	Thermo-propylen rubber
Ø Diaphragm	47,3mm	47,3mm
Ø Bell	-	37,5mm
Binaurals and other parts		
Length	60 cm	60 cm
Material	aluminium	aluminium
Spring	Stainless steel	Stainless steel
Tubing	PVC	PVC
Ear tips	Silicon	Silicon
Accessories included	2 pairs of ear-tips matching the color of the chestpiece	
Warranty	5 years (Chest-piece and binaurals)	
	1 year tubing, membrane and non-chill ring	

DESIGNATION	REFERENCE
Magister® II Adult stethoscope single chestpiece - Silver	507 250
Magister® II Adult stethoscope single chestpiece - Black	507 260
Magister® II Adult stethoscope dual chestpiece - Silver	507 251
Magister® II Adult stethoscope dual chestpiece - Black	507 261

MANUAL **ES**

Gracias por haber comprado el estetoscopio MAGISTER II. Al elegir un instrumento SPENGLER está eligiendo la experiencia y la excelencia reconocidas desde 1907. MAGISTER II es el resultado de muchos años de investigación y pruebas dirigidas a ofrecer a los profesionales de la salud un instrumento sin concesiones de precisión, diseño y practicidad. Este dispositivo médico se fabrica exclusivamente de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/42 CEE, relativas a dispositivos médicos y está sujeto a controles de calidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea el prospecto antes de utilizar el estetoscopio y consérvelo para futuras consultas.


USO MÉDICO PREVISTO

El estetoscopio MAGISTER II es un dispositivo profesional (utilizable por profesionales médicos capacitados en su uso) de diagnóstico médico. Se utiliza para la ocultación del corazón, los pulmones y otros ruidos orgánicos, así como para la toma de tensión en el método de auscultación.

Advertencia : este dispositivo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones.

MODO DE EMPLEO

Colocación y ajuste del binaural



El binaural está diseñado para adaptarse automáticamente al ángulo de escucha de sus oídos. Asegúrese de que ambos tubos del binaural estén bien dirigidos hacia delante, respetando así la dirección del canal auditivo (fig. 1). La tensión del resorte del binaural puede ajustarse para un uso más cómodo y más adaptado a su morfología. Para aumentar la tensión, coger los tubos del binaural en la zona de las olivas y cruzarlos (fig. 2). Para reducir la tensión, coger los tubos en la base del binaural y separarlos gradualmente, hasta su extensión completa (fig. 3).

Selección del bombón de escucha para el MAGISTER II DUAL

Gracias a la innovación de SPENGLER para integrar un indicador de campana, puede ver qué lado de la campana está seleccionado.

Utilización de la membrana flotante multifrecuencia.

El fonendoscopio MAGISTER II permite distintos tipos de auscultación. La membrana flotante multifrecuencia permite escuchar los sonidos de bajas y altas frecuencias, sin necesidad de girar el cabezal.

• Bajas frecuencias :

Ejercer una presión muy ligera sobre el cabezal. La membrana se mantiene mediante un anillo de PVC permite la resonancia de sonidos de bajas frecuencias.

• Altas frecuencias :

Ejercer una presión firme sobre el cabezal. La membrana entra en contacto con un anillo interno que permite la escucha de los sonidos de altas frecuencias.

Para alternar la escucha de bajas y altas frecuencias, basta modificar la presión sobre el cabezal.

Uso del cabezal pequeño de campana

El cabezal pequeño de campana permite escuchar las bajas frecuencias.

MANTENIMIENTO

Sustitución de las olivas y de la membrana

• Olivas :

Asegurarse regularmente de que las olivas estén bien enroscadas, para mantener una buena calidad acústica. Para sustituir-las, desenrosquelas y enrosque nuevas olivas en su lugar.

• Membrana :

La membrana se mantiene mediante el anillo anti-frío. Para retirar la membrana, tomar el anillo anti-frío entre el pulgar y el índice y estirar para desprenderla del borde del cabezal (fig. 4). Volver a colocar la membrana en el cabezal, con el lado impreso hacia arriba, y hacer coincidir el borde del anillo anti-frío con la ranura del cabezal. Con ayuda de los pulgares, fijar el anillo anti-frío sobre el perímetro del cabezal (fig. 5).

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA

La limpieza regular de su fonendoscopio y, en particular, de las olivas auriculares, le asegura un rendimiento acústico óptimo.

• No sumergir el fonendoscopio en ningún líquido y no esterilizarlo.

• Limpiar el fonendoscopio con un paño empapado en una solución de alcohol isopropílico al 70% o de agua ligeramente jabonosa.

• Desenroscar las olivas auriculares antes de limpiarlas completamente, remojándolas y dejándolas secar. Asegurarse de queno quede suciedad en el interior.

• Guardar el fonendoscopio al abrigo del calor y del frío, de los aceites y los disolventes.

• Evitar exponer el fonendoscopio a los rayos del sol.

GARANTÍA

El fonendoscopio MAGISTER II está garantizado contra los defectos de fabricación (materiales y mano de obra) en las condiciones normales de uso, desde la fecha de adquisición (fecha de la factura).

• Receptor, conjunto del binaural: 5 años

• Olivas auriculares, membrana y anillos anti-frío: 1 año.

La garantía no es aplicable en caso de uso no conforme con las instrucciones, de mal uso, de modificaciones o reparaciones efectuadas por usted mismo o por terceros no autorizados, de daños accidentales o de desgaste normal.

Durante el periodo de garantía, todas las piezas del fonendoscopio que presenten un defecto de fabricación serán sustituidas y/o reparadas gratuitamente tras la devolución del instrumento al servicio post-venta de Spengler.

En caso de seguimiento de garantía o de reparación, le rogamos que devuelva el fonendoscopio completo, en su embalaje original y acompañado por la factura fechada.

Receptor	Simple campana	Doble campana
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peso	84,5g	110,1g
Diametro del lado grande	45,36mm	45,36mm
Diametro del lado pequeño	-	34,38mm
Membrana flotante		
Material	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
Diametro del lado grande	44mm	44mm
Diametro del lado pequeño	-	34,38mm
Anillo anti-frío		
Material	Caucho	Caucho
Diametro del lado grande	47,3mm	47,3mm
Diametro del lado pequeño	-	37,5mm
Tubos auditivos con muelle y otras piezas		
Longitud	60 cm	60 cm
Material	Aluminio	Aluminio
Muelle	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tubo	PVC	PVC
Olivas	Silicona	Silicona
Accesorios proporcionados	2 pares de olivas suaves a enroscar que combinan con el color de la campana	
Garantía	5 años (receptor y tubo auditivo)	
	1 año tubo flexible y membrana	

DESIGNACIÓN	REFERENCIA
Estetoscopio Magister® II para adultos simple campana plata	507 250
Estetoscopio Magister® II para adultos simple campana negro	507 260
Estetoscopio Magister® II para adultos doble campana plata	507 251
Estetoscopio Magister® II para adultos doble campana negro	507 261

AR

شكرا لك على امتلاك السخاعة الطبية II MAGISTER . اخترناك جهاز SPENGLER . فأتى نختار الخبرة والوقت المشهود منذ عام 1907 .

MAGISTER II هو بمثابة التمرة لعدد من سنوات البحث والاختراوات التي تهدف إلى توفير أداء دقيق بلا أدنى شك، إلى المهنيين في الرعاية الصحية، على صعيد التصميم والتطبيق العملي.

صُممت هذه الأداة الطبية فقط بموجب أحكام توجيه CEE 93/42 الخاص بالأجهزة الطبية ويخضع لمعاملات المراقبة الجيدة.

دليل استعمال

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استعمال واحتفظ به للرجوع إليه لاحقاً.


الاستخدام الطبي المخصص

السخاعة الطبية II MAGISTER هي جهاز مهني (يمكن استخدامه من قبل المهنيين في الرعاية الصحية والمدرسين على استخدامه) للتشخيص الطبي، وتُستخدم في سماع أصوات القلب والرئتين، وأي أصوات عضوية أخرى، وفي قياس الضغط بالطريقة التشنُّمية.

صُممت يجب استخدام هذا الجهاز وفقاً للتعليمات

طريقة الاستعمال

تركيب وضبط القوس



لقد صُممت القوس بحيث تتلاءم مع زاوية سمع أذنك تلقائياً. تأكد بأن تفركي القوس موجّهان جيداً نحو الأمام أي في نفس اتجاه المجرى السعمي (الشكل 1). يمكنك ضبط توتر زنبرك القوس وفقاً لهيئتك لكي يكون حمل السخاعة مريحاً ومناسباً أكثر.

لزيادة توتر الزنبرك، أمسك تفركي القوس على مستوى الأطراف وقاطعهما (الشكل 2).

لتقليل التوتر، أمسك التفركي عن قاعدة القوس وباعد بينهما تدريجياً إلى أن يتم التمدد بصورة كاملة (الشكل 3).

اختير صدفة الأذن لجهاز MAGISTER II DUAL لشمطك بذلك رؤية ناحية صدفة الأذن التي تم اختيارها بفضل ابتكار SPENGLER المشتمل في إدماج مقياس الصدفة، مستمتطع بذلك رؤية ناحية صدفة الأذن التي تم اختيارها

استعمال الغشاء العائم المتعدد الترددات (ملتقط الصوت الكبير)

تسمح السخاعة® II MAGISTER بإجراء مختلف أنواع الإصغاء الطبي. كما يسمح الغشاء العائم المتعدد الترددات بالإصغاء للأصوات المنخفضة والعالية الترددات بدون قلب ملتقط الصوت.

• الترددات المنخفضة (نمط الجرس)

اضغط قليلاً على ملتقط الصوت. يبقى الغشاء في موقعه بواسطة حلقة مصنوعة من الـ PVC مما يسمح بارتداد الأصوات ذات التردد المنخفض

• الترددات العالية (نمط الغشاء)

اضغط بقوة على ملتقط الصوت. يتصل الغشاء بالقوق الداخلي مما يسمح بالإصغاء للأصوات ذات التردد العالي.

للإصغاء للترددات المنخفضة والترددات العالية بالتناوب، يكفي أن يتم الضغط على ملتقط الصوت.

استعمال ملتقط الصوت الجرسى الصغير

يسمح الرأس الجرسى الصغير بالاستماع للأصوات ذات الترددات المنخفضة.

الصيانة

استبدال الأجزاء الأذنبة والأغشية

• الأجزاء الأذنبة:

تأكد بانتظام بأن الأجزاء الأذنبة مثبتة بإحكام للحفاظ على جودة الصوت.

لاستبدال هذه الأجزاء، فكها وربك مكانها أجزاء أذنبة جديدة.

• الأغشية:

يبقى الغشاء في موقعه بواسطة الطوق المقاوم للبرد. لنزع الغشاء، أمسك الطوق المقاوم للبرد بين الإبهام والسبابة واجذبه لفصله عن حافة ملتقط الصوت. (الشكل 4)

• ركب الغشاء على ملتقط الصوت مع توجيه الجهة المطبوعة نحو الأذن على طابق بين حافة الطوق المقاوم للبرد والجزء الموجود على ملتقط الصوت.

استعمل السبابتين لتثبيت الطوق المقاوم للبرد على محيط ملتقط الصوت (الشكل 5)

نصائح الصيانة والتنظيف

إن التنظيف المنتظم لسماعتكم ولاسيماً الأجزاء الأذنبة يضمن لكم أداء صوتياً أمثلاً.

• لا تغير السخاعة الطبية في سائل ما ولا تعقمها.

• نظّف السخاعة الطبية بقطعة قماش مبللة بمحلول كحولي إيزوبروبيلي 70% أو بما يحتوي على كمية قليلة من الصابون.

• أّ الأجزاء الأذنبة قبل غمرها تماماً لتنظيفها ثم اتركها تجف. تأكد من عدم بقاء أية أوساخ بداخلها.

• احتفظ بالسخاعة الطبية بعيداً عن الحرارة والبرد والزيوت والمواد المذيبة.

• تغذى تعريض السخاعة الطبية لأشعة الشمس.

الصيانة

تشمل ضمانة السخاعة الطبية® II MAGISTER عيوب التصنيع (المواد واليد العاملة) عند استعمالها في ظروف عادية وتسري ابتداءً من تاريخ الاقتناء (تاريخ الفاتورة).

. نظام الإصغاء ومجموعة القوس: 5 سنوات.

• الأجزاء الأذنبة والأغشية والأطواق المقاومة للبرد: سنة.

تسقط الضمانة في حال الاستعمال المخالف للإرشادات أو الاستعمال السيئ أو تعديل المواصفات أو تصليح العيول للجهاز بنفسه أو بواسطة شخص غير مؤهل للقيام بهذا العمل أو عند تعرض الجهاز لأضرار أو تلفه الناجم عن الاستعمال لغترة طويلة.

أثناء فترة الضمانة، تستبدل جميع أجزاء السخاعة الطبية التي تظهر عليها عيوب التصنيع و/ أو تصلح مجاناً بعد إرسال السخاعة إلى مركز خدمة ما بعد البيع التابع لسبينجلر.

في حال استعمال الضمانة أو إجراء التصليح، الرجاء إرسال السخاعة الطبية بكامل أجزائها وبداخل تغليفها الأصلي مع إرفاق فاتورة تحمل تاريخ الاقتناء.

جهاز استقبال	صدفة أذن واحدة	صدفة أذن مزدوجة
النمادة	صلب غير قابل للصدأ	صلب غير قابل للصدأ
الوزن	84,5	110,1
قطر الجانب الكبير	45,36 مم	45,36 مم
قطر الجانب الصغير	-	34,38 مم
الغطاء المرئي		
النمادة	فايرجلاس	فايرجلاس
قطر الجانب الكبير	44 مم	44 مم
قطر الجانب الصغير	-	34,38 مم
طبقة مقاومة للبرودة		
النمادة	مطاط بروبيلين حراري	مطاط بروبيلين حراري
قطر الجانب الكبير	47,3 مم	47,3 مم
قطر الجانب الصغير	-	37,5 مم
فروع سداة الطبيب بالتوازي وأجزاء أخرى		
الطول	73 مم	73 مم
النمادة	الكونيوم	الكونيوم
التثبيت	صلب غير قابل للصدأ	صلب غير قابل للصدأ
الأيوب	بولي فينيل كلورايد	بولي فينيل كلورايد
موهات الأذن	سيليكون	سيليكون
ملفات ثرودة	زواجان من فوهات الأذن مزودة برغي من بنفس لون صدفة الأذن	زواجان من فوهات الأذن مزودة برغي من بنفس لون صدفة الأذن
الضمان	سنة واحدة للأنيوب والغشاء، والتبليط المظلمة للبرودة	5 سنوات (الملتقط وفروع السداة)

إشارة	Magister® II	سداة الكبار الكبار	سداة الكبار الكبار	سداة الكبار الكبار
507250	تمين			
507260				
507251				
507261				



Spengler

SPENGLER S.A.S.
ZI La Limoise
Rue Robert Maréchal
36100 Issoudun - FRANCE

Tél. : + 33 (0) 4 42 52 89 89
Fax : + 33 (0) 4 42 52 89 09
Mail : contact@spengler.fr
www.spengler.fr

CE

Date de 1^{er} marquage CE : 01/04/2019
1^{er} CE marking date : 2019/04/01