

**OMRON****FRAFITO**  
MASSAGE TENSREF OMR299  
HV-F021-EW

## E3 Intense

Appareil antidouleur (neurostimulateur)  
pour un usage à domicileDesign compact :  
léger, facile à emporter partout

- ✓ Sans médicament
- ✓ Technologie TENS triple action
- ✓ 6 programmes prédéfinis dédiés à des zones corporelles spécifiques : dos, épaules, bras, jambes, pieds ou plante des pieds, articulations
- ✓ Trois types de massage : tapoter, pétrir, frotter
- ✓ 15 niveaux d'intensité
- ✓ Traitement rapide : durée maximale : 2 x 15 minutes/session à renouveler jusqu'à 3 fois par jour
- ✓ Extinction automatique en fin de traitement
- ✓ Grand écran
- ✓ Patches longue durée, lavables et réutilisables jusqu'à 150 fois

Chaleur + TENS	Non
Type de coussinets	Long Life Pads
Alimentation	2 piles AAA (4 mois d'usage)
Livré avec	Unité principale, cordon avec électrodes, porte-électrodes, coussinets «Long Life Pads», piles, clip de ceinture, pochette souple manuel d'utilisation
Matériaux	ABS et PMMA (boîtier), polyéthylène et gel acrylique (patch), PVC (cordon d'électrode)
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 30 à 80%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

### Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (20 ex.)		
HV-F021-EW	40 15672 11029 8	52 x 112 x 25 mm 100 g (avec piles)	166 x 212 x 58 mm 535 g	616 x 251 x 356 mm 11,8 kg	-20°C à +60°C	10 à 95%

### Accessoire compatible

Réf. FRAFI TO	Réf. OMRON	Désignation
OMR133	HV-LLPAD-E	Coussinets «Long Life Pads»