

OMRON

FRAFITO  
EQUIPEMENT MEDICALREF OMR316  
HEM-6181-E

RS4

Tensiomètre automatique au poignet  
pour un usage à domicileCapteur de positionnement  
avancé pour guider l'utilisateur

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale<sup>(1)</sup>
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Moyenne de 3 mesures en 10 mn
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Indicateur d'hypertension matinale
- ✓ Suivi de l'hypertension matinale (moyenne)
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur de dégonflement du bracelet
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 60 mesures

Type de bracelet	Préformé
Taille bracelet	13,5 - 21,5 cm
Bluetooth	Non
Date/Heure	Oui
Alimentation	2 piles AAA 1,5 V (300 mesures)
Livré avec	Moniteur, boîte de transport, piles, manuel d'utilisation
Matériaux	ABS, polyester, nylon
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

## Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-6181-E	40 15672 11114 1	93 x 62 x 20 mm 86 g (sans piles)	109 x 115 x 94 mm 339 g	492 x 144 x 236 mm 3,83 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

## Accessoire compatible

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR258		Manchette (bracelet)