

STETHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON



Ref. 507500



13/06/2025 23:16:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON



Ref. 507500

Le stethoscope pour la prise de tension au quotidien

Description

Le stethoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute resolution en resine epoxy
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis a la couleur de la tubulure

Disponible en Rouge, Vert Lagon (jusqu'a epuisement de stock), Gris Alize (jusqu'a epuisement de stock), Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009267	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	11	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.22
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1

13/06/2025 23:16:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.