

## P2208

*Pliage pour Mortara ELI150 108x140mmx200plis*

---

### 1. DIMENSIONS ET TOLERANCES

#### 1.1 PLIAGES EN Z

Impression et couleur de la grille : rouge

Hauteur (mm) (+ 0 / - 0,50 mm) : 108

Longueur (mm) (+ 0 / - 0,20 mm) : 140

Nombre de feuilles (+ 0 - 3 %) : 200

Signal de fin de paquet : 1,4

#### 2 MARQUE NOIRE ET TROU

Dimensions, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 4 x 7

Position compte tenu de la marge (mm) : 2

Position en tenant compte de la longueur, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 98

Distance entre les marques noires, trous, mm ( $\pm 0,5$  mm) : 140

Intensité de la couleur noire : 1,2 - 1,4

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PAPIER

Type de papier : Papier thermique avec couche thermique noire

Grammage ( $\text{g/m}^2$ ) ( $\pm 4$ ) : 70

Épaisseur du papier (micron) ( $\pm 5$ ) : 75


Le modèle est fabriqué conformément à des normes de qualité élevées. Il est équivalent à la version originale. Dispositif de classe I selon la règle 1, chapitre III, annexe VIII, du règlement MDR 2017/745. Du papier thermique de haute qualité est utilisé, ce qui garantit la stabilité de l'image et des dimensions pendant longtemps.



## P2208

*Pliage pour Mortara ELI150 108x140mmx200plis*

→ 140 mm



108 mm

