

P3313

Pliage pour Schiller AT102 2157025 210x280mmx180plis

1. DIMENSIONS ET TOLERANCES

1.1 PLIAGES EN Z

Impression et couleur de la grille : Rouge

Hauteur (mm) (+ 0 / - 0,50 mm) : 210

Longueur (mm) (+ 0 / - 0,20 mm) : 280

Nombre de feuilles (+ 0 - 3 %) : 180

Signal de fin de paquet : 1,4

2 MARQUE NOIRE ET TROU

Dimensions, mm ($\pm 0,5$ mm) : 5 x 6

Position compte tenu de la marge (mm) : 0

Position en tenant compte de la longueur, mm ($\pm 0,5$ mm) : 268

Distance entre les marques noires, trous, mm ($\pm 0,5$ mm) : 280

Intensité de la couleur noire : 1,25-1,3

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PAPIER

Type de papier : Papier thermique avec couche thermique noire

Grammage (g/m^2) (± 4) : 70

Épaisseur du papier (micron) (± 5) : 75


Le modèle est fabriqué conformément à des normes de qualité élevées. Il est équivalent à la version originale. Dispositif de classe I selon la règle 1, chapitre III, annexe VIII, du règlement MDR 2017/745. Du papier thermique de haute qualité est utilisé, ce qui garantit la stabilité de l'image et des dimensions pendant longtemps.



P3313

Pliage pour Schiller AT102 2157025 210x280mmx180plis

→ 280 mm



210 mm

