

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODE PEDIATRIQUE SUPPORT MOUSSE GEL SOLIDE ADHESIF



F261

- ♦ support mousse adhésif hypoallergénique - Ø 26mm
- ♦ contact ABS Ag/AgCl - à pression
- ♦ hydrogel KH01, quantité : 0,33 gr +/- 0,03
- ♦ emballage standard : sachet de 30 / boîte carton de 1500
- ♦ conservation 36 mois
- ♦ sans latex
- ♦ non stérile - à usage unique

	<i>unité</i>	<i>1 jour</i>	<i>1 mois</i>	<i>normes AAMI</i>
<i>Initial DC offset</i>	<i>mV</i>	<i>0,1</i>	<i>0,04</i>	<i>100</i>
<i>Impedance with 10 Hz</i>	<i>Ohm</i>	<i>73</i>	<i>95</i>	<i>2000</i>
<i>DC offset 5 sec after simulated defibrillation</i>	<i>mV</i>	<i>10,1</i>	<i>12,7</i>	<i>100</i>
<i>Maximum change/sec after defibrillation</i>	<i>mV</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>
<i>Bias-tolerance applied 150 na during 12 hours</i>	<i>mV</i>	<i>3,5</i>	<i>5,3</i>	<i>100</i>
<i>Instability and internal noise</i>	<i>uV</i>	<i>22</i>	<i>34</i>	<i>150</i>

Marquage CE : Classe I par le TUV

Instructions d'utilisation : cf notice d'utilisation
usage unique : à jeter après utilisation