

Electrodes ECG SKINTACT®

E-RT34 – Taille universelle

Code: 50071



PRODUIT	
Caractéristiques	Usage unique, pré-gélatinisée, non stérile
Durée de vie	36 mois poche fermée
Conditions stockage (min./max.)	+5°C/+30°C
Radiotransparente	Non
Standard IRM 1.5T / 3.0T	Non

CLASSIFICATION ET STANDARDS		
EU	Classification (MDD Art.9)	Class I
USA	Classification (CFR 21 870.2360)	Class II
Canada	Classification (SOR/98-282)	Class II
China	Classification (Order No. 15 of CFDA)	Class II

MATERIAUX	
Support	Papier stratifié polyester enduit de carbone
Capteur	Ag/AgCl
Gel	Aqua-Tac (Gel solide adhésif)
Adhésif	Aqua-Tac (Gel solide adhésif)
Liner détachable	Papier siliconé (blanc)

PACKAGING	
Pièces/Plaquette	10
Pièces/Poche	100
Pièces/Boîte	500
Numéro de lot et date de péremption sur chaque poche et chaque boîte	

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Conformité avec la directive ROHS	Oui
Conformité au règlement REACH	Oui
Sans PVC*	Oui
Sans Phthalat*	Oui
Sans latex	Oui

* Conformément à la réglementation en vigueur, 0.1% ou pas de contenu ajouté intentionnellement

** D'après les informations actuellement disponibles, cette substance ne présente aucun risque si l'article est utilisé comme prévu. Aucune information supplémentaire n'est nécessaire pour permettre une utilisation sûre de l'article.

DIMENSIONS	
Taille Electrodes - max L/l [cm]	3.4/2.2
Surface totale [cm²]	appr. 7.0
Surface Gel [cm²]	appr. 5.1
Surface adhésive [cm²]	appr. 5.1

MATERIAUX EMBALLAGE	
Poche	Polyethylene-Aluminium-Papier
Boîte	Papier cartonné

DIMENSIONS PACKAGING	
Boîte (L/l/H) [cm]	17.5/4.5/10.0

BIOCOMPATIBILITE	Résultat
ISO 10993-1 ff.	Validé

Liste des substances du règlement REACH	
Information selon l'art 33 pour les substance contenues à plus de 0.1%	
Substances:	Éthoxylate de nonylphénol (15-50), ramifié ** Éthoxylate de nonylphénol **

Valeurs électriques	Unités	Limites AAMI	Résultat
DC-Offset	[mV]	≤ 100	pass
DC-Offset (5 sec after Capacitor Discharge)	[mV]	≤ 100	pass
Pente de récupération	[mV/sec]	± 1	pass
Impedance AC avec 10 Hertz	[▲]	≤ 2000	pass
Test de bruit interne	[µV]	≤ 150	pass
Distorsion-Tolerance	[mV]	≤ 100	pass