

AS-200

AS-200 est un appareil portatif conçu pour l'aspiration des liquides corporels par voie orale, nasale et trachéale; pour adultes ou enfants.

Fonctionne également pour les patients intubés, intervention chirurgicale mineure et thérapie post opératoire à domicile.

Filtre antibactérien et hydrophobique

Tube en silicone autoclavable

Flacon de collecte autoclavable avec soupape de sécurité pour prévenir tout débordement

Indicateur de pression de l'aspiration (kPa et Bar)

Réglage de l'aspiration



TECHNICAL FEATURES

Moteur	Piston sans huiles et maintenance
Alimentation	230V-50Hz
Classification - ISO 10079-1	HIGH VACUUM / LOW FLOW
Aspiration maximale	-0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
Capacité d'aspiration	16 l/min
Débit sonore	60,5 dB
consommation électrique	184 VA
Fusible	1 x F1.6 A L 250V
Cycle d'utilisation	Non-stop operation
Poids	Kg 2.50
Dimensions	cm 36 x 19 x 21
Garantie	2
Pays de fabrication	Italy

MAIN APPLICATIONS

ENT

Tracheostomy

Home Care

Room / Ward

CE 0123

CA-MI

CA-MI srl Via Ugo La Malfa 13 - 43010 Pilastrò (PR) - ITALY
Tel +39 0521 637133 - 631138 Fax +39 0521 639041
export@ca-mi.it - vendite@ca-mi.it - www.ca-mi.it

SURGICAL
SUCTION
UNITS