

DÉFIBRILLATEURS

Réf. VIV004

DAE VIVEST POWERBEAT X1



 **VIVEST**

Garantie 8 ans
8
Garantie 8 ans



DAE VIVEST POWERBEAT X1

Le Défibrillateur automatisé externe ViVest Powerbeat X1 est conçu pour offrir une assistance rapide, fiable et intuitive lors des situations d'urgence cardiaque, aussi bien en milieu hospitalier qu'extra-hospitalier. **Petit, léger et ultra portable**, il se glisse aisément dans la plupart des sacs et se transporte sans effort vers n'importe quel lieu d'intervention. **Capable de délivrer un choc en 7 secondes**, sa rapidité d'analyse et d'action offrent un gain de temps considérable lors de situation critiques. Doté de pictogrammes clairs renforcés par un éclairage LED et d'instructions vocales précises, le ViVest Powerbeat X1 guide l'utilisateur étape par étape, maximisant ainsi les chances de survie du patient, même pour les intervenants non expérimentés. Sa fiabilité est garantie par des **autotests quotidiens**, une **robustesse éprouvée** (résistance aux chutes jusqu'à 1,5 mètre et à des conditions climatiques extrêmes) et un indice de protection IP55 contre la poussière et l'humidité. Il intègre également une gestion de flotte connectée, permettant la géolocalisation, le suivi des déplacements et la réception de notifications d'état en temps réel. Le Powerbeat X1 est équipé d'un **bouton pédiatrique** pour une utilisation sécurisée chez l'enfant, et ses pads universels conviennent aussi bien aux adultes qu'aux enfants, simplifiant la logistique et la prise en charge. L'appareil propose un algorithme avancé **capable de détecter les implants** (stimulateurs cardiaques, défibrillateurs internes), refuse le choc si un pouls est détecté et enregistre automatiquement jusqu'à 8 heures d'ECG et d'événements. Conforme aux normes internationales et directives ERC/AHA 2020, il offre un coaching RCP complet avec métronome intégré et indications de placement des mains. Sa batterie haute capacité assure **jusqu'à 200 chocs** et une longue durée de vie en veille, tandis que sa connectivité USB et Bluetooth facilite la gestion et le suivi des interventions. Le ViVest Powerbeat X1 s'impose comme la solution idéale pour toute personne à la recherche d'un défibrillateur fiable, performant et simple d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Dispositif ultra portable, léger et facile à transporter
- ◆ Capable de délivrer un choc en 7 secondes
- ◆ DAE robuste, pouvant résister à une chute de 1,5 m et fonctionner à des températures extrêmes (1 h à -20°C)
- ◆ Interface intuitive avec des pictogrammes clairs, éclairage LED et instructions vocales multilingues
- ◆ Facile d'utilisation et prêt à l'emploi (électrodes pré-connectées universelles, conservation 5 ans)
- ◆ Bouton pédiatrique pour utilisation sécurisée sur enfants
- ◆ Algorithme avancé détectant les implants, refusant le choc si un pouls est détecté
- ◆ Autotests quotidiens vérifiant le bon fonctionnement du DAE, des électrodes et de la batterie
- ◆ Batterie haute capacité (autonomie 5 ans en veille), permettant à l'appareil de délivrer 200 chocs
- ◆ Jusqu'à 8 h d'enregistrement ECG automatisé
- ◆ Stockage des données d'autotest : jusqu'à 10 ans
- ◆ Connectivité USB et Bluetooth

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : /
- ◆ Humidité : 5%-95%
- ◆ Protection : IP55
- ◆ Dimensions (cm) : 23,2 x 20,9 x 5,9
- ◆ Pression : 59.4kPa~106kPa
- ◆ Certifications : ISO13485
- ◆ Poids : 1,5 kg
- ◆ Alimentation : Batterie LiMnO₂, 12 V/3000 mAh, à usage unique
- ◆ Organisme notifié : /
- ◆ Température (fonct.) : -10° - 50 °C

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : DAE ViVest Powerbeat X1

Destination : défibrillation lors d'un arrêt cardiaque soudain.

Fabricant : ViVest

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé.

Classe : III

Date de mise à jour de cette fiche : 22/05/2025

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France