

ELECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA523

BOITIER D'ACQUISITION ECG EDAN DX22




EDAN

Garantie
3 ans
Garantie
3 ans



BOITIER D'ACQUISITION ECG EDAN DX22

Le **EDAN DX22** est un boîtier d'acquisition ECG sans fil de pointe qui révolutionne la collecte de données électrocardiographiques. Ce dispositif innovant combine plusieurs technologies avancées pour transmettre des signaux ECG de haute qualité sans les contraintes traditionnelles des fils et de la distance. Grâce à sa conception sans fil, le DX22 offre aux patients une liberté de mouvement inégalée pendant les examens, leur permettant de s'étirer et de bouger naturellement sans compromettre la précision des mesures. Cette flexibilité accrue contribue à des résultats plus représentatifs de l'activité cardiaque du patient dans diverses conditions.

L'interface utilisateur du DX22 est centrée sur un **écran tactile de 3,5 pouces**, offrant une expérience intuitive et simplifiée pour les professionnels de santé. Cet écran facilite la navigation dans les menus, la visualisation des données en temps réel et l'ajustement des paramètres, améliorant ainsi l'efficacité des procédures d'examen. La qualité d'échantillonnage et de transmission des signaux a été significativement améliorée, garantissant des résultats cliniques fiables et précis, essentiels pour un diagnostic et un suivi efficaces des patients.

Un des atouts majeurs du DX22 est sa batterie lithium haute performance. Avec une autonomie pouvant atteindre une semaine sur une seule charge, selon l'intensité d'utilisation, ce boîtier d'acquisition offre une flexibilité exceptionnelle dans les environnements cliniques. Cette longue durée de vie de la batterie réduit les interruptions dues aux recharges fréquentes, permettant une utilisation continue et fiable dans des contextes variés, des consultations de routine aux surveillances prolongées.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Transmission sans fil des signaux ECG de haute qualité
- ◆ Écran tactile de 3,5 pouces pour une utilisation intuitive
- ◆ Batterie lithium avec une autonomie allant jusqu'à une semaine
- ◆ Liberté de mouvement accrue pour les patients pendant les examens
- ◆ Qualité d'échantillonnage et de transmission des signaux améliorée
- ◆ Design compact et portable pour une utilisation flexible
- ◆ Compatible avec divers systèmes d'ECG et logiciels d'analyse
- ◆ Résistant aux interférences pour des mesures fiables dans différents environnements
- ◆ Capacité de stockage des données pour une analyse ultérieure
- ◆ Mise à jour facile du firmware pour l'intégration de nouvelles fonctionnalités

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : / | ◆ Humidité : 25 % ~ 95 % | ◆ Alimentation : Batterie lithium |
| ◆ Dimensions (cm) : 10,4 x 6,5x2,45 | ◆ Pression : 700hPa ~ 1060hPa | ◆ Protection : / |
| ◆ Poids : 125g | ◆ Autonomie : 24h | ◆ Certifications : 2017/745 |
| ◆ Température : 10 - 40 °C | | ◆ Organisme notifié : CE 0123 |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Boîtier d'acquisition ECG Edan DX22

Destination : Boîtier d'acquisition ECG

Fabricant : Edan

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 27/03/2025

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. +33 4 93 72 53 54 / F. + 33 4 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France