

FICHE TECHNIQUE

PRECOM : ELECTRODE PREGELIFIEE REPOSITIONNABLE A FIL

REFERENCE:

301303009


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ELEMENTS & MATERIAUX

Forme	ronde
Dimension	Ø 30 mm
Surface de contact électrode/peau	706,5 mm ²
Surface adhésive	706,5 mm ²
Adhésif	Hydrogel
Contact	Argent pureté 99,9 % - Ø 10 mm
surface contact	78,5 mm ²
Gel	Semi-solide conducteur
Surface du gel	706,5 mm ²
Adhésivité initiale	340 gf / cm
Support	Non tissé
Relase liner	Polyester
Adaptateur	Fil
Matériaux	cuivre
Isolation	Oui - TPE
Longueur fil	140 mm
Connexion	Douille surmoulée 4 mm
Connexion - matière première	laiton
Surmoulage de la connexion	TPE

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ACZ impédance (avant défibrillation)	860 Ω
DC Tension offset (avant défibrillation)	0,5 mV
SDR (potentiel résiduel après défibrillation)	12 mV
Slope (chute du potentiel après défibrillation)	0,0 mV/s
COIIN (combinaison offset / bruit de fond)	≤ 150 µV
Tension tolérance (DC Tension offset après DC chargement)	≤ 1000 mV



Latex	sans
Phtalates (DEHP)	sans
Produits dérivés du sang humain	sans
Produits d'origine animal	sans
Substances médicamenteuses	sans
Stérile	non
Biocompatibilité	oui
Radiotransparente	non
Compatible IRM	non
Durée optimale d'utilisation	48 heures
Durée maximale d'utilisation préconisée	72 heures
Délai de conservation	24 mois

CONDITIONNEMENT

Emballage primaire	sachets thermoscellés
Quantité/sachet	3
Emballage secondaire	boîte cartonnée
Quantité/boîte	150
Conditions de stockage	+5°C - +35°C
Conditions de transport	pas de conditions particulières

AFFAIRES REGLEMENTAIRES

Les électrodes ECG sont conformes aux normes ANSI/AAMI EC12 et EN ISO 10993

Classe	I	suivant règle 1 du Règlement UE 2017/745
Fabricant	Comepa - France	
Notice	non	
Code GMDN	17460	Electrode, électrocardiographie, néonatale

PRECAUTIONS

Ne pas utiliser si le sachet est endommagé

Ne pas laisser les électrodes au soleil

Date de révision : Septembre 2023



35 rue du Sausset, 93290 Tremblay-en-France - France

Tel : +33 (0)1 42 43 50 50 - Fax : +33 (0)1 42 43 64 44

E-mail : info@comepa.com - Internet : www.comepa.com