

ACCESSOIRES SPIROMÈTRES

Réf. RES017

200 EMBOUTS SAFE T WAY VITALOGRAPH



Vitalograph®



200 embouts Safe T Way - Vitalograph

Les embouts Safe T Way sont compatibles avec les appareils **Vitalograph Peak Flow, COPD-6, Micro et Alpha**. Ce sont des embouts à usage unique, ce qui permet de réduire le nettoyage de l'appareil entre chaque patient et d'éviter les contaminations croisées. Destinés à une utilisation sur des **patients adultes**, ces embouts conviennent à une utilisation pour des tests expiratoires uniquement. En effet, ils disposent d'un clapet anti-retour permettant d'empêcher l'aspiration par le patient.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Clapet anti-retour
- ◆ Pour adulte, diamètre de 30 mm
- ◆ Usage unique
- ◆ Permet d'éviter les contaminations croisées
- ◆ Simple d'utilisation
- ◆ Usage pour test expiratoire uniquement
- ◆ Pas d'incidence sur les mesures
- ◆ 200 embouts par boîte

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : N/A | ◆ Humidité : N/A | ◆ Alimentation : N/A |
| ◆ Dimensions : N/A | ◆ Pression : N/A | ◆ Certifications : 93/42 EEC |
| ◆ Poids : N/A | ◆ Protection eau et poussière : N/A | ◆ Organisme notifié : N/A |
| ◆ Température : N/A | | |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Embouts Safe T Way 30 mm pour adulte

Destination : Accessoires pour test expiratoires



Fabricant : Vitalograph

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Mise à jour de cette fiche : 01/03/23



**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers, France