

THERMOMÈTRES

Réf. OMR227

GT-521



OMRON

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans



GT-521

Le GT-521 est un thermomètres auriculaire infrarouge.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Mesure rapide en 1 seconde
- ◆ Mesure également la température ambiante ou d'une surface
- ◆ Ecran LCD rétro éclairé
- ◆ Sélection Degré Celsius ou Fahrenheit
- ◆ S'éteint automatiquement
- ◆ 25 mémoires
- ◆ Livré avec 21 couvre sondes

ACCESSOIRES

OMR048 Couvre sonde x20

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Piles |
| ◆ Dimensions | : 12x20x6 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids | : 340g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 4015672107809 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France