



HN300T2 Intelli IT

Pèse personne électronique connecté pour un usage à domicile



Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin

- ✓ Précision par paliers de 100 g
- ✓ Large écran LCD, pour faciliter la lecture
- ✓ 2 couleurs au choix : noir / gris
- ✓ Technologie « Step on » : le moniteur s'allume automatiquement dès que l'utilisateur monte dessus
- ✓ Compatible avec la fonctionnalité "Autofilter" de l'application OMRON connect qui permet d'afficher à l'utilisateur uniquement son propre poids, même si la balance est utilisée par une autre personne.
- ✓ Arrêt automatique au bout de 10 secondes
- ✓ Mémoire : 30 mesures x 2 utilisateurs + plusieurs invités (non connectés)

Couleurs	Gris, noir
Mesure du poids	De 5 à 150 kg
Incrémentation	100 g
Alimentation	4 piles AAA (3 mois d'utilisation avec piles manganèse, 6 mois avec piles lithium)
Livré avec	Pèse personne, 4 piles AAA manganèse, manuel d'utilisation + guide d'utilisation de l'application, carte de garantie
Matériaux	Verre, High Impact Polystyrene, ABS, EVA
Conditions d'utilisation	Température : +5 à +40°C Taux d'humidité : 30 à 85%
Garantie	2 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (6 ex.)		
HN-300T2-EGY HN-300T2-EBL	40 15672 11316 9 40 15672 11315 2	270 x 26,4 x 290 mm 1,4 kg (sans piles)	285 x 38 x 312 mm 1,54 kg	293 x 259 x 328 mm 9,73 kg	-20°C à +60°C	10 à 95%