


OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.426.314



Rechargeable USB



21/05/2025 22:59:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.426.314

Otoscope innovant au format de poche

Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques),
pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité.

- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule nécessaire
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design de la tête optimisée
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête du dermatoscope et l'ophtalmoscope LED LuxaScope
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 1 batterie rechargeable lithium-ion 3.7 V, incluse
- Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm
- Chargeur inclus avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)

Existe en :

- Blanc : A1.426.914
- Bleu : A1.426.214
- Gris : A1.426.314
- Noir : A1.426.114

 21/05/2025 22:59:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED
3.7 V RECHARGEABLE USB -
LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.426.314

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960065	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.45
Unite nue / Poids (kg)	0.115		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Gris		


21/05/2025 22:59:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr