

THERMOMETRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Ref. SP3066



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



29/07/2025 23:28:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

THERMOMETRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Ref. SP3066

Le Tempo Easy permet une prise de temperature sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Description

Le thermometre TEMPO EASY est un thermometre precis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou a la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, evitant ainsi les contaminations croisees.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanee
- Une temperature obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 memoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livre avec 2 piles LR06 (AA)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446012021	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	6
Unite emballee / Longueur (cm)	21	Unite emballee / Poids (kg)	0.32
Unite nue / Poids (kg)	0.075		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 23:28:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr