

THERMOMÈTRES

Réf. THE002

THERMOMÈTRE FRONTAL THERMO ONE V2



ONE
MEDICAL



THERMOMÈTRE FRONTAL THERMO ONE V2

Le thermomètre frontal sans contact **Thermo One V2** est un thermomètre sans contact pratique et facile à utiliser.

Il est doté de **trois modes de température**, permettant de mesurer la température corporelle, la température de surface et la température ambiante, ce qui le rend polyvalent et lui permet d'être utilisé pour diverses applications.

De plus, le Thermo One V2 est équipé d'une **alarme de température élevée** qui avertit si la température dépasse un certain seuil. La prise de température frontale est simple et rapide, car il ne nécessite aucun contact. Le Thermo One V2 permet également de changer entre les unités de mesure °F et °C très facilement.

Un indicateur de batterie faible est présent pour indiquer lorsque les piles doivent être remplacées et l'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes permet de prolonger la durée de vie de la pile.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Mémoire : une mesure
- ◆ 3 modes de températures : corporelle, surface et ambiante
- ◆ Ecran LCD
- ◆ Possibilité de changer entre °F et °C
- ◆ Prise de température frontale
- ◆ Indicateur de batterie faible
- ◆ Extinction automatique
- ◆ Sans contact

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ◆ Plage de mesure : 32 °C - 42,9 °C | ◆ Temp. stockage : -20°C ~ 55 °C | ◆ Certifications : 93/42/EEC |
| ◆ Dimensions : 13,8 x 9,4 x 4,2 | ◆ Humidité : ≤ 85% | ◆ Organisme notifié : CE0123 |
| ◆ Poids : 88 g | ◆ Pression : 700hPa~1060hPa | |
| ◆ Temp. Fonction. : 10 °C ~40 °C | ◆ Alimentation : 2 piles AAA | |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Thermomètre Thermo One V2

Destination : Mesure de la température corporelle

Fabricant : Berrcom Medical Device Co.

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence: en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Mise à jour de cette fiche : 29/09/2023

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers, France