

TONDEUSE CHIRURGICALE 3M™ – Référence 9661L
Lame tête pivotante – Référence 9660
Lame tête fixe - Référence 9690



CORPS DE LA TONDEUSE, CHARGEUR et LAMES :

- **Dispositif Médical** de Classe 1, non stérile, sans fonction de mesurage
- **Charge initiale** 4 heures
- **Charges suivantes** 4 heures
- **Poids de la tondeuse** 144 g
- **Dimensions de la tondeuse** 14,2 cm de longueur / 4,1 cm de diamètre

	<u>Lame 9690</u>	<u>Lame 9660</u>
■ Autonomie	160 minutes	160 minutes
■ Niveau de bruit	61,0 dB	70,77 dB
■ Régime de coupe	6425 oscillations/mn	6850 oscillations/mn

Batterie Li-ion (Lithium-ion)

Med-Surg-196 – Aout 2024

Durée de vie environ 500 cycles charge/décharge soit
au minimum 2 ans pour une utilisation intensive

<u>Lames</u>	<u>Ref : 9690</u>	<u>Ref : 9660</u>
■ Hauteur	32 mm	20 mm
■ Longueur	50 mm	38 mm
■ Peigne	45 mm	30 mm
■ Dents supérieures	25 dents	24 dents
■ Dents inférieures	28 dents	29 dents
■ Largeur de coupe	4,0 cm	2,8 cm
■ Hauteur de coupe	0,676 mm	0,508 mm

- Marquage CE
- Conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 93/42/CEE
- Lieu de fabrication : USA
- Site de production certifié ISO 9002
- Garantie : 2 ans à partir de la date d'acquisition

ATTENTION : le numéro se trouvant au pied de la tondeuse ne correspond pas à la date de péremption mais au numéro de lot de fabrication

ENTRETIEN :

- Le corps de la tondeuse peut être rincé sous l'eau ; ne pas immerger plus de 30 min
- La désinfection se fait à l'aide d'une compresse imprégnée de solution désinfectante appropriée.
- Ne jamais stériliser le corps de la tondeuse quelle que soit la méthode.

INDICATIONS :

Lame 9660

- Tonte sur peau sèche et humide
- Tonte des cheveux

Lame premium 9690

Importante dépilation
Dépilation des poils drus et denses
Tonte des cheveux

Med-Surg-196 – Aout 2024

CONTRE INDICATIONS : Lame premium 9690

- Plis axillaires
- Plis inguinaux
- Zone génitale

STOCKAGE :

- Il est important de conserver la tondeuse et son chargeur dans un local dépourvu d'humidité.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

- | | |
|---------------------------|---|
| ■ Transformateur - sortie | 5 V – 1,2 A |
| ■ Branchement | 230 V CA 50-60 Hz |
| ■ Indice de protection | IPX7 |
| ■ Indicateur de charge | En charge : diode orange clignotante
Chargée : diode verte |



Elément appliqué de type B
Double isolation

CONDITIONNEMENT :

- | | |
|---|----------------------------------|
| ■ Tondeuse chirurgicale 3M à tête pivotante | Réf – 9661L (1 par boîte) |
| ■ Chargeur 3M pour tondeuse chirurgicale 3M à tête pivotante | Réf – 9668L (1 par boîte) |
| ■ Kit d'installation tondeuse + chargeur | Réf – 9667L (1 par boîte) |
| ■ Lames à usage unique 3M pour tondeuse à tête pivotante 3M | Réf – 9660 (50 par boîte) |
| ■ Lames à usage unique 3M Premium pour tondeuse à tête pivotante 3M | Réf – 9690 (20 par boîte) |

Med-Surg-196 – Aout 2024

La tondeuse chirurgicale à tête pivotante référence 9661L ne peut être utilisée qu'avec le socle chargeur référence 9668L et les lames à usage unique références 9660 et 9690.

Lorsque que l'appareil est hors d'usage, il doit être éliminé dans la filière de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3M remplit ses obligations relatives à la fin de vie des équipements électriques et électroniques entrant dans les catégories dispositifs médicaux (classe 8) et instruments de contrôle et de surveillance (classe 9) qu'il met sur le marché en finançant la filière de recyclage de Recylum dédiée aux DEEE Pro.

Avertissement

L'utilisation du produit décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait lu et compris la notice d'utilisation relative à ce produit.

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe Solventum, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits fournis par le groupe Solventum sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

